

最初に持ったインスツルメント以外は
作動しない

ファーストプライオリティシステム

インスツルメント作動中にはチェアが
作動しない

チェアロック回路

スピットン下に障害物があると自然に
チェアが停止する

スピットン安全レバー



IC回路内蔵

SAFETY

足で簡単に踏むだけ
下台ベースでチェアストップ



緊急時には背板サイドの
どのスイッチを押してもチェアストップ



スマイリー-GM
8000 SERIES

なぜ...
世界の名品
といわれるのか?

それは安心と信頼

機器作り一筋に半世紀、常に先生方に
安心と信頼をお届けする事を追求
する“技術のオサダ”が、機能性、
安全性、使い易さ、メンテナンス
の容易さをテーマに作りあげたからです。



※詳しい資料を用意してございます。ご連絡下さい。



オサダの歯科機械

長田電機工業株式会社

東京都品川区西五反田5-17-5 ☎03(492)7651(代)